

miyasuku EyeConLT
インストール手順

※google Chrome を使用しています。

※バージョンアップの場合は、インストールの前に miyasuku EyeConLT を終了してください。

1. miyasuku ホームページの「miyasuku EyeConLT のご紹介」の「ダウンロード」ボタンを押してください。

【miyasuku EyeConLTのご紹介】

【本製品の概要】




miyasuku EyeConLTは、視線入力による意志伝達システム《miyasuku EyeCon》の簡易版です。

例えば、特別支援学校の先生がPowerPoint等で作成した教材を生徒さんが《視線》で操作したり、テスト問題の回答をしたり…
活用範囲は無限です！

また、クリック操作は外部スイッチ（マウス/ゲームパッド）でも可能ですので、「注視」が難しい方にとっても大変有効です！

miyasuku Keyboard(別売)と組み合わせて使用すれば、視線で文字を入力することもできます。

【製品のダウンロード】

miyasuku EyeConLTバージョン2.2.1.0を  **ダウンロード**

インストールの手順は、[こちら](#)をご確認ください。

※14日間は体験版として無料でお使い頂けます。

✓ 料金体系

✓ 「miyasuku」とは！

Unicorn
UNIVERSAL COMPUTER NETWORKS

本サイトに掲載中のソフトウェアは、株式会社ユニコーンが開発しております。


Trust Service
CPI SSL CERTIFICATE
CLICK TO VERIFY
Secured by CPI

当サイトではお客様の情報を扱う通信において、CPIブランドのSSLを使用しております。

銀行振込



2. ダウンロードが終わるまでしばらくお待ちください。

3. ダウンロードが終わったら、「^」の部分をクリックしてください。


miyasuku EyeConLTバージョン2.2.1.0を  **ダウンロード**

インストールの手順は、[こちら](#)をご確認ください。

※14日間は体験版として無料でお使い頂けます。


 miyasukuEyeConLT....zip 

4.表示されたメニューの「フォルダを開く」を選択してください。




5. 「miyasukuEyeConLT*.*.zip」ファイルを選択してください。


※*はバージョンを表す数字になります。



6.画面上部の「圧縮フォルダーツール」をクリックしてください。



7.「すべて展開」をクリックしてください。



8. 「完了時に展開されたファイルを表示する」をチェックし、「展開」ボタンを押してください。

×

← 圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開

展開先の選択とファイルの展開

ファイルを下のフォルダに展開する(E):

C:\Users\Ogawa\Downloads\miyasukuEyeConLT2.2.1

参照(R)...


完了時に展開されたファイルを表示する(H)

展開(E)


キャンセル

9. 「miyasukuEyeConLT*.*.*」フォルダを開いてください。


※*はバージョンを表す数字になります。




10. 「install」または「install.bat」ファイルを起動してください。




11. 以下の画面が表示されたら「詳細情報」をクリックしてください。




12. 「実行」 ボタンをクリックしてください。




13.以下の画面が表示されたら、キーボードのキーを何か押してください。



14.以下の画面が表示されたら「詳細情報」をクリックしてください。




15. 「実行」 ボタンをクリックしてください。




16. インストーラが起動するので、「次へ」 ボタンをクリックしてください。




17. 「使用許諾契約書に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。



18. 「次へ」ボタンをクリックしてください。




19. 「インストール」 ボタンをクリックしてください。




20. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」ボタンをクリックしてください。


※この画面は Windows8 の画面です。



21.インストールが終わるまで、しばらくお待ちください。



22.14 日間無料使用のメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリックしてください。



23.インストールが終わったら、「完了」ボタンをクリックしてください。

